


Examination Lights



ML 101/ML 201⁺

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN
EXAMINATION LIGHTS

ML 101/ML 201⁺



ML 101/ML 201⁺ Untersuchungsleuchten

In Klinik und Arztpraxis werden an Untersuchungsleuchten hohe Anforderungen gestellt. Die KLS-Martin-Untersuchungs- und- Krankenbettleuchten ML 101 und ML 201⁺ wurden speziell für diesen Einsatz entwickelt.

Diese Leuchten tragen dazu bei, die täglichen Kontrollen im medizinischen Bereich für Ärzte und Pflegepersonal angenehmer zu gestalten. Ob als mobile Leuchte mit fahrbarem Fünffuß oder mit Adapter für die Normschiene (ML 101) – KLS-Martin-Untersuchungsleuchten sind in jeder Situation einsetzbar.

- **Modernste Lichttechnik**
- **Ergonomisches Design**
- **Leicht einstellbar**
- **Vielfältige Anbringungs- und Einsatzmöglichkeiten**



ML 201⁺ mit zusätzlichem Leuchtmittel für Lese- bzw. Reservelicht

ML 101/ML 201⁺ Examination Lights


Also small lights used in hospitals and medical practices have to meet special requirements. The KLS Martin examination lights ML 101 and ML 201⁺ have been specially designed for this purpose.

These lights help to make daily examinations easier and more convenient for the medical staff. As mobile light with five castors or mounted with special adapter to a norm rail (ML 101) – the KLS Martin examination lights are a useful tool in every situation.

- **Modern Light Technology**
- **Ergonomic Design**
- **Easily adjustable**
- **Different Possibilities of Positioning and Use**



ML 201⁺ with additional light bulb for reading or backup light mode



ML 101



ML 201+W

Technische Daten	Technical Data	ML 101	ML 201 ⁺
Halogenlampe	Halogen bulb	12 V / 35 W	12 V / 35 W IRC 12 V / 20 W*
Beleuchtungsstärke (Abstand 500 mm)	Light output (distance 500 mm)	27.000 Lux	40.000 Lux 1.700 Lux*
Farbtemperatur	Color temperature	3.000 K	3.000 K
Farbwiedergabeindex Ra (1-8)	Color Rendering index Ra (1-8)	96	96
Durchmesser Lichtfeld	Diameter of illuminated field	Ø 90 mm	Ø 160 mm / 350 mm
Brenndauer Halogenlampe	Lifetime of the bulb	3.000 h	3.000 h
Farbe	Color	RAL 9002	RAL 9002
Elektrik nach	Components and wiring in acc. to	VDE / IEC	VDE / IEC

Bestelldaten/Ordering data		
86-010-10	ML 101 Stativleuchte	ML 101 Mobile light
86-010-20	ML 101 für Normschiene	ML 101 for rail-system
86-013-10	ML 201 ⁺ Stativleuchte	ML 201 ⁺ Mobile light
86-013-20	ML 201 ⁺ Wandleuchte	ML 201 ⁺ Wall-mounted light

* Lese- bzw. Reservelicht
Reading or backup light mode

Lichttechnische Werte verstehen sich mit einer Toleranz von +/- 10 %
Lighting values with a tolerance of +/- 10%

KLS Martin Group

Karl Leibinger GmbH & Co. KG

78570 Mühlheim
Germany
Tel. +49 7463 838-0
info@klsmartin.com

Stuckenbrock Medizintechnik GmbH

78532 Tuttlingen
Germany
Tel. +49 7461 16 11 14
verwaltung@stuckenbrock.de

KLS Martin GmbH + Co. KG

79224 Umkirch
Germany
Tel. +49 7665 98 02-0
info@klsmartin.com

Rudolf Buck GmbH

78570 Mühlheim
Germany
Tel. +49 7463 99 516-30
info@klsmartin.com

KLS Martin France SARL

68000 Colmar
France
Tel. +33 3 89 21 66 01
france@klsmartin.com

Martin Italia S.r.l.

20059 Vimercate (MB)
Italy
Tel. +39 039 605 67 31
italia@klsmartin.com

Martin Nederland/Marned B.V.

1270 AG Huizen
The Netherlands
Tel. +31 35 523 45 38
nederland@klsmartin.com

Nippon Martin K.K.

Osaka 541-0046
Japan
Tel. +81 6 62 28 90 75
nippon@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Representative Office
121471 Moscow
Russia
Tel. +7 (499) 792-76-19
russia@klsmartin.com

KLS Martin L.P.

Jacksonville, FL 32246
USA
Office phone +1 904 641 7746
usa@klsmartin.com

Orthosurgical Implants Inc.

Miami, FL 33186
USA
Office phone +1 877 969 45 45
sales@orthosurgical.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

A company of the KLS Martin Group
Ludwigstaler Str. 132 · D-78532 Tuttlingen
Postfach 60 · D-78501 Tuttlingen
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

